

## **Anlage 08b**

der Rahmenvereinbarung  
orthopädische Schuhversorgung vom  
01.07.2017

---

Name/Firmenstempel des ausliefernden Orthopädie-Schuhmachers

- UV-Träger:

- Aktenzeichen:

- Versicherte Person:

Anschrift:

### **Allgemeine Bedienungsanleitung und Pflegehinweise**

Sie haben qualitativ hochwertige Hilfsmittel bekommen. Damit die Produkte möglichst lange halten und ihre Funktionalität bewahren, sind einige Punkte zu beachten. Wenn Sie diese berücksichtigen, können Sie lange Freude daran haben.

Wegen der Vielzahl der Einflussfaktoren (z.B. Feuchte, Temperatur bei der Lagerung, Werkstoffänderungen über die Zeit) kann eine maximale Nutzungsdauer nicht angegeben werden. Die Nutzungsdauer ist im Wesentlichen abhängig vom Grad des Verschleißes, der Art der Nutzung und dem jeweiligen Einsatzbereich.

Bei Beschädigung aller Art wenden Sie sich bitte an Ihren Orthopädie-Schuhmacher.

### **Einlagen**

Achten Sie darauf, dass die Einlagen passgenau in Ihrem Schuh sitzen. Die Einlagen dürfen keine Falten werfen und ein Verrutschen im Schuh soll ebenfalls verhindert werden. Eine Eingewöhnungsphase Ihrer Füße an die Einlagen kann erforderlich sein. Es empfiehlt sich, die Einlagen nach Gebrauch zu lüften. Nehmen Sie die Einlagen dazu einfach aus den Schuhen heraus. Trocknen Sie die Einlagen nie in der Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen. Dies kann zu Beschädigungen, Materialveränderungen oder Verlust der Passform führen. Die Einlagen sollten regelmäßig auf erkennbare Schäden geprüft werden.

Die Einlagen können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei Kunststoff- oder Microfaserbezügen kann ein sanftes Reinigungsmittel hinzugefügt werden.

### **Schuhe**

Um eine optimale Orthopädische Wirkung zu erzielen, ist darauf zu achten, dass die Schuhe gut passen. Die Verwendung von Zubehörteilen wie z.B. zusätzlicher Einlegesohlen, kann die Funktionalität beeinflussen. Im Bedarfsfall ist der Hersteller zu befragen.

An den Schuhen vorhandene Verschlusssysteme sind sachgemäß zu benutzen. Die Schuhe sind mit handelsüblichen Reinigungs- und Pflegemitteln wie Schuhcreme und Bürste zu reinigen und zu pflegen. Das Trocknen von nassen Schuhen auf der Heizung oder anderen Wärmequellen ist ungeeignet. Dies kann zu Beschädigungen, Materialveränderungen oder Verlust der Passform führen. Die Schuhe sollten regelmäßig auf erkennbare Schäden geprüft werden, wie z.B. Funktionstüchtigkeit der Verschlusssysteme und ausreichende Profilhöhe der Laufsohle. Die Schuhe sind sachgerecht in trockenen Räumen zu lagern.

### **Sicherheitsschuhe**

Sicherheitsschuhe sollen Ihnen einen größtmöglichen Schutz gewähren. Aus diesem Grund besitzen Sicherheitsschuhe zusätzliche Komponenten um Ihr Verletzungs- und Gefährdungsrisiko zu minimieren. Beachten Sie dazu bitte die Informationen des Herstellers für die Sicherheitsschuhe.

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Versicherter)