



Steripower®  
Mini 500



Händedesinfektion



Mini500®

**Steripower GmbH & Co KG**

Schiffbauerweg 1  
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16  
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: [www.steripower.de](http://www.steripower.de)  
eMail: [info@steripower.de](mailto:info@steripower.de)



**Vertriebspartner:**

**REHA**  
*aktiv 2000*

*Hauptsache Mensch*

REHA aktiv 2000 GmbH  
Drackendorfercenter 2  
07751 Jena

Telefon: +49 3641 30 36 2501  
Fax: +49 3641 30 36 2902  
Email: [steripower@reha-aktiv2000.de](mailto:steripower@reha-aktiv2000.de)



Mini500®



# Desinfektion in Perfektion!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

## Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung.  
Akkuleistung mindestens  
6 Wochen oder 2500 Sprühstöße.

**Optional:**  
Netzbetrieb möglich

## Wartungsfrei

## Abschließbar

Gehäuse abschließbar.

## Kompatibilität

Jedes flüssige  
Desinfektionspräparat  
einsetzbar.  
(Maximal 0,5 Liter)

## Sichtfenster

Zur Überprüfung des  
Füllstandes der eingestell-  
ten Flasche

## Abmessungen

Gerätemaße (ca.):

Höhe 200 mm  
Breite 190 mm  
Tiefe 102 mm

## Designs

Den Mini500 gibt es in  
allen RAL-Farben und  
vielen weiteren Designs



Steripower®  
Mini 500

Händedesinfektion



## Sensor

Beim Einführen der Hände  
löst der Sensor einen  
Sprühstoß mit der ein-  
gestellten Applikations-  
menge aus.

## Sprühkegel

benetzt die Hand  
flächendeckend. Es ent-  
steht keine Vernebelung  
(keine Aerosoldämpfe).

## Dosierung

Individuelle Applikationsmenge  
einstellbar in 10 Stufen von  
0,5 - 5 ml.  
Zusätzliche Feindosierung der  
Flüssigkeitsmenge möglich.



Mini500®

[www.steripower.de](http://www.steripower.de)