



Steripower®  
Mini 500



Händedesinfektion



Mini500®



**Steripower GmbH & Co KG**

Schiffbauweg 1  
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16  
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: [www.steripower.de](http://www.steripower.de)  
eMail: [info@steripower.de](mailto:info@steripower.de)



**Vertriebspartner:**

REHA aktiv 2000 GmbH  
Drackendorf-Center 2, 07751 Jena  
Tel.: 03641 / 30 36 2500  
Fax: 03641 / 30 36 2902  
[steripower@reha-aktiv2000.de](mailto:steripower@reha-aktiv2000.de)  
[www.reha-aktiv2000.de](http://www.reha-aktiv2000.de)



Mini500®

# Desinfektion in Perfektion!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

## Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung.  
Akkuleistung mindestens  
6 Wochen oder 2500 Sprühstöße.

**Optional:**  
Netzbetrieb möglich

## Wartungsfrei

## Abschließbar

**Optional:**  
Gehäuse abschließbar.

## Kompatibilität

Jedes handelsübliche  
Desinfektionspräparat  
einsetzbar.  
(Maximal 0,5 Liter)

## Sichtfenster

Zur Überprüfung des  
Füllstandes der eingestell-  
ten Flasche

## Abmessungen

Gerätemaße (ca.):

Höhe	200 mm
Breite	190 mm
Tiefe	102 mm

## Sensor

Beim Einführen der Hände  
läßt der Sensor einen  
Sprühstoß mit der ein-  
gestellten Applikations-  
menge aus.

## Sprühkegel

benetzt die Hand  
flächendeckend. Es ent-  
steht keine Vernebelung  
(keine Aerosoldämpfe).

## Dosierung

Individuelle Applikationsmenge  
einstellbar in 10 Stufen von  
0,5 - 5 ml.  
Zusätzliche Feindosierung der  
Flüssigkeitsmenge möglich.



Mini500®

[www.steripower.de](http://www.steripower.de)